

MYOBRACE® КРАСИВАЯ УЛЫБКА ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ


ПОДБОР АППАРАТА

МОЛОЧНЫЙ ПРИКУС

Myobrace® for Juniors — это модели для трехэтапного лечения, специально разработанные для коррекции вредных мифункциональных привычек, а также для лечения проблем развития верхней и нижней челюсти. Наиболее эффективно использовать в молочном прикусе, в возрасте от 3 до 6 лет.

Разработано для:

- Исправления неправильного (ротового) дыхания
- Выработки правильного положения языка и типа глотания
- Тренировки челюстных мышц
- Замены соски
- Развития естественной формы зубных дуг
- Раннего лечения открытого и перекрестного прикуса




Цвета: ■■■

СМЕННЫЙ ПРИКУС

Myobrace® for Kids — модели для трехэтапного лечения, разработанные для коррекции ротового дыхания и вредных привычек, способствует развитию верхней и нижней челюстей. В результате постоянные зубы естественным образом выравниваются. Серия наиболее эффективна для раннего сменного прикуса, в возрасте от 6 до 10 лет.

Разработано для:

- Коррекции прикуса: II класс, I и 2 подкласса
- Исправления скученности во фронтальном отделе
- Коррекции глубокого прикуса
- Коррекции открытого прикуса



Цвета: ■■■

III КЛАСС

МЕЗИАЛЬНЫЙ ПРИКУС - ПРОФИЛАКТИКА АНОМАЛИЙ III КЛАССА

Серия Myobrace® при аномалиях III класса — это модели для трехэтапного лечения нарушениями прикуса.

Большинство аномалий III класса вызваны недоразвитием верхней челюсти из-за ротового дыхания и низкого положения языка. Это служит причиной зубальвеолярной и скелетной формы аномалий III класса. Серия наиболее эффективна для раннего сменного прикуса (6-8 лет).



Разработано для:

- Лечение прикуса III класса
- Исправления вредных привычек



Разработано для:

- Развитие верхней и нижней челюсти
- Выравнивания зубов



i-3n, i-3*, i-3h, i-3h цвета: ■■■
P-3* цвета: ■■■




Дополнительный офсет 3 мм между верхней и нижней частью зубной дуги обеспечивает коррекцию аномалий прикуса III класса зубальвеолярного типа в постоянном прикусе.

ПОЗДНИЙ СМЕННЫЙ ПРИКУС

Myobrace® for Teens для подростков — мифункциональная ортодонтическая система из четырех этапов. Главная цель лечения — исправление ротового дыхания, которые ведут мифункциональных привычек, которые ведут к аномалиям прикуса. На третьем этапе лечебный аппарат T3 помогает росту постоянного зубам занять их естественное правильное положение, в период позднего сменного прикуса. При удовлетворительном выполнении рекомендаций врача, как правило, не требуется использование брекетов.

Разработано для:

- Лечение аномалий в период позднего сменного прикуса
- Аномалий прикуса II класса, I и 2 подкласса
- Скученности во фронтальном отделе
- Глубокого прикуса
- Открытого прикуса




T1 цвета: ■■■
T2, T3, T4 цвета представлено на фото

ПОСТОЯННЫЙ ПРИКУС

Myobrace® for Braces для брекетов рассчитана на три этапа лечения. Она разработана специально для использования с брекетами для исправления вредных мифункциональных привычек, развития обеих челюстей и дополнительного выравнивания зубов в постоянном прикусе. Действие аппаратов направлено на коррекцию мифункциональных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты оказывают легкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и переминая зубы в правильное положение.

Разработано для:

- Исправления привычек
- Мифункциональной ретенции одновременно с ношением брекетов




B1 и B3 цвета: ■■■

ПОСТОЯННЫЙ ПРИКУС

Myobrace® for Adults для взрослых — модели для трехэтапного лечения в постоянном прикусе. У взрослых пациентов завершается челюстно-лицевой рост, зубы заняли постоянное положение. Многочисленные вредные привычки — ротовое дыхание, неправильное глотание — сложно исправить. По этим причинам результаты у взрослых не так предсказуемы, как у детей. Серия Myobrace® для взрослых сочетает в себе проверенные разработки MRC. Можно использовать с лингвальной дугой The Gate® Belt Wire System®.

Разработано для:

- Коррекции большинства аномалий прикуса у взрослых
- Коррекции легкой и средней степени скученности во фронтальном отделе
- Коррекции рецидива скученности во фронтальном отделе после ортодонтического лечения на брекетах
- Коррекции умеренного II класса, I и 2 подкласса



A1 цвета: ■■■

A2 цвета: ■■■

A3 цвета: ■■■



myobrace®

МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРТОДОНТИЯ

Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «ВАЛЛЕКС М»
117133, Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп. 1
Тел: +7 495 784.71.24; e-mail: stom@vallexm.ru

myobrace.club

Специальные аппараты

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аппарат Lip Trainer™ (тренажер для губ) разработан для тренировки смыкания губ и развития силы губных мышц. У некоторых пациентов наблюдается слабость губ и нижней тонус круглых мышц рта (Musculus orbicularis oris).

Лип Сил Трэйнер (тренажер для смыкания губ) разработан для выравнивания челюстей и ретенции

Лип Сил Трэйнер (тренажер для смыкания губ) разработан для выравнивания челюстей и ретенции

Лип Сил Трэйнер (тренажер для смыкания губ) разработан для выравнивания челюстей и ретенции

Вебинар «Подбор аппарата» и другие семинары, а также расписание обучений есть на сайте myobrace.club